


BESCHICHTETES MEDIZINALTYVEK® 1073B/ HCW CR27

COATED MEDICAL TYVEK® 1073B/ HCW CR27

Beschreibung Description

Materialstruktur: HCW CR27 - hochgewichtige Beschichtung - auf Tyvek® 1073B
Material Composition: HCW CR27 - high weight coating on Tyvek® 1073B

Grundgewicht/ Base weight: 75 gm²/50.70 lbs/ream



Siegelseite/ Seal Side: 13.8 gm²/ 9.30 lbs/ream

Beschichtungsfarbe: Weiss
Adhesive Color: White

Typische Anwendung Typical Application

Siegeldeckel bei Verpackungen für die Medizinaltechnik
Sealing lid for Packaging for the Medical Industry

Funktionseigenschaften:
Functional Characteristics:

- Ganzflächlich beschichtetes, leistungsfähiges Tyvek®
- All-over coated high performance Tyvek®
- Sehr gute Siegelfähigkeit
- Very good sealability
- Reissfest beim Peelen
- Fiber free peel