



## STANDARD PEELBEUTEL FÜR HOCHWERTIGE IMPLANTATE UND INSTRUMENTE

**MEDPOUCH PEEL PA/PE 90**  
**MEDPOUCH PEEL TYVEK® 1073B - PET/PE**

validiert nach ISO 11607

  
**MEDIPACK AG**  
M E D I Z I N A L V E R P A C K U N G E N

in mm			Artikel Nr. PA/PE	Artikel Nr. Tyvek®- PET/PE
Breite (A)	Länge (B)	Kopf (C)		
45	130	15	100.090.01	100.120.01
45	150	15	100.090.02	100.120.02
45	240	15	100.090.03	100.120.03
45	340	15	100.090.04	100.120.04
45	490	15	100.090.05	100.120.05
45	600	15	100.090.06	100.120.06
55	150	15	100.091.01	100.121.01
65	130	25	100.092.01	100.122.01
65	150	25	100.092.02	100.122.02
65	194	25	100.092.07	100.122.07
65	240	25	100.092.03	100.122.03
65	340	25	100.092.04	100.122.04
65	490	25	100.092.05	100.122.05
65	570	25	100.092.06	100.122.06
65	600	25	100.092.09	100.122.09
65	650	25	100.092.08	100.122.08
85	150	30	100.093.01	100.123.01
85	180	30	100.093.02	100.123.02
85	220	30	100.093.03	100.123.03
85	240	30	100.093.04	100.123.04
85	340	30	100.093.05	100.123.05
85	490	30	100.093.06	100.123.06
85	650	30	100.093.07	100.123.07
100	200	35	100.110.02	100.130.01
100	280	35	100.110.03	100.130.02
100	650	35	100.110.01	100.130.03
100	720	35	100.110.04	100.130.04
110	205	35	100.094.01	100.124.01
110	250	35	100.094.04	100.124.04
110	340	35	100.094.02	100.124.02
110	380	35	100.094.03	100.124.03
120	220	35	100.095.01	100.125.01
125	650	35	100.111.01	100.131.01
130	220	35	100.096.01	100.126.01
130	340	35	100.096.02	100.126.02
150	220	40	100.097.01	100.127.01
150	265	40	100.097.02	100.127.02
150	340	40	100.097.03	100.127.03
150	430	40	100.097.04	100.127.04
150	450	40	100.097.05	100.127.05
150	490	40	100.097.06	100.127.06
175	240	40	100.098.01	100.128.01
175	285	40	100.098.02	100.128.02
175	340	40	100.098.03	100.128.03
175	380	40	100.098.04	100.128.04
200	380	40	100.099.01	100.129.01
200	490	40	100.099.02	100.129.02

## STANDARD PEELBEUTEL

Standard-Peelbeutel Typ MEDPOUCH eignen sich für das Verpacken von hochwertigen Implantaten, die mittels Gamma-Bestrahlung oder Ethylenoxid-Begasung (Tyvek-Beutel) sterilisiert werden können. Sie werden im Reinraum ISO Klasse 7 hergestellt.


### Qualität MEDPOUCH PEEL PA/PE 90

Vorderseite: PA/PE 30/70 mit PA/PE 30/60 peel

### Qualität MEDPOUCH TYVEK® 1073B – PET/PE

Vorderseite: PET/PE-Folie 12/50my

Rückseite: Tyvek® 1073B 63my unbeschichtet



Weitere Beutel fertigen wir kundenspezifisch in der gewünschten Qualität und Menge an.

**MEDIPACK AG**  
Mühlentalstrasse 184-188  
8200 Schaffhausen  
Schweiz  
Telefon: +41 52 630 36 36

[info@medipack.ch](mailto:info@medipack.ch)

**MEDIPACK AG**  
Zweigniederlassung Deutschland  
c/o Dachser SE  
Josef-Schüttler-Str. 5  
78224 Singen  
Deutschland  
[info@medipack.ch](mailto:info@medipack.ch)



Zertifiziert nach ISO 13485:2016  
Technische Änderungen vorbehalten

[www.medipack.ch](http://www.medipack.ch)