

## VERSANDVERPACKUNGEN

Versandverpackungen für bruchempfindliche Röhrchen mit Scharnier, tiefgezogen und gestanzt aus Polypropylene (PP) nature, unzerbrechlich, autoclavierbar. Für den Mehrweggebrauch bestimmt.

Artikel Nr.	Artikel-Bezeichnung	Versandeinheit	Menge
<b>100.001.00</b>	Versandverpackung <b>Nr.2650</b> für 2 Röhrchen Durchmesser 17x116 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	500 Stk. 2'000 Stk. 6'000 Stk.
<b>100.002.00</b>	Versandverpackung <b>SWAB</b> für 1 Röhrchen Durchmesser 17x166 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	450 Stk. 1'800 Stk. 5'400 Stk.
<b>100.003.00</b>	Versandverpackung <b>Nr. 625</b> für 1 Röhrchen Durchmesser 30x116 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	500 Stk. 2'000 Stk. 6'000 Stk.
<b>100.003.06</b>	Versandverpackung <b>Nr. 625 D</b> für 1 Röhrchen Durchmesser 30x116 mm mit spitzem Boden	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	450 Stk. 1'800 Stk. 5'400 Stk.
<b>100.004.00</b>	Versandverpackung <b>Nr. 650</b> für 1 Röhrchen Durchmesser 17x116 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	700 Stk. 2'800 Stk. 8'400 Stk.
<b>100.005.00</b>	Versandverpackung <b>Nr. 651</b> für 1 Röhrchen Durchmesser 25x112 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	600 Stk. 2'400 Stk. 7'200 Stk.
<b>100.005.05</b>	Versandverpackung <b>Nr. 669</b> für 1 Röhrchen Durchmesser 25x112 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	600 Stk. 2'400 Stk. 7'200 Stk.
<b>100.006.00</b>	Versandverpackung <b>Nr. 655</b> für 1 Röhrchen Durchmesser 45x99 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	500 Stk. 2'000 Stk. 6'000 Stk.
<b>100.007.00</b>	Versandverpackung <b>Nr. 3650</b> für 3 Röhrchen Durchmesser 16x110 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	250 Stk. 1'000 Stk. 4'000 Stk.
<b>100.008.00</b>	Versandverpackung <b>Nr. 2655</b> für 2 Röhrchen Durchmesser 25x94 mm	1 Karton 4 Kartons 1 Palette	250 Stk. 1'000 Stk. 6'000 Stk.